


# Vitrification Cryotop Method for Oocyte and Embryo Thawing Media

CE 0086

## Code:VT802

TS Warming  
(+42000°C/min)  
1min, 37°C



Symbols on the Label November 3, 2017 Ver.9

	Sterilized using aseptic processing techniques
	Sterilized using irradiation
	Do not reuse
	Catalog number
	Batch code
	Use by
	Storage temperature
	CE mark
	Manufacturer
	Do not re-sterilize
	Do not use if package is damaged
	Consult instructions for use
	Authorized representative in the European Community

<p><b>EN: Intended use</b> This product is to be used for thawing of oocytes(MII) and embryos.</p> <p><b>Thawing Media</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No. 1 (Color code: Red) Thawing Solution (TS): 2x4.0 ml vials</li> <li>No. 2 (Color code: Yellow) Diluent Solution (DS): 1x4.0 ml vial</li> <li>No. 3 (Color code: White) Washing Solution (WS): 1x4.0 ml vial</li> </ul> <p><b>Caution:</b> Before use, check the specifications of the container and labeling (number marked on top of the cap, cap color, vial labeling color, solution name, and volume). If you notice anything unusual regarding the items mentioned above, do not use the product and please contact the distributor.</p> <p><b>Recommended equipment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PetriDish: 35 mm for TS</li> <li>ReproPlate: with 6 wells</li> </ul> <p><b>Caution:</b> This product is sterilized. Please handle the product under sterilization in a clean bench.</p> <p><b>Instructions for use (IFU)</b></p> <p><b>Preparation</b></p> <p>Warm TS vial with a cap and a Petri Dish in an incubator to 37°C. Pour the full content of TS into the Petri Dish.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drop 300 µl each of DS, WS1 and WS2 on the Repro Plate with a micropipette.</li> </ul> <p><b>Caution:</b> Use a sterilized micropipette as a handling tool, with a suitable internal diameter for oocytes or embryos. The recommended internal diameters are as follows: 180 µm for oocytes(MII), 180 µm for pronuclear stage embryos, and 250 µm for cleavage or blastocyst stage embryos.</p> <p><b>Thawing</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Quickly immerse the Cryotop strip completely into the TS. Leave it for 1 minute.</li> <li>Aspirate the oocyte(MII)/embryo with the micropipette and gently place it on the BOTTOM of the DS. Leave it for 3 minutes.</li> <li>Aspirate the oocyte(MII)/embryo with the micropipette and gently place it on the BOTTOM of the WS1. Leave it for 5 minutes.</li> <li>Aspirate the oocyte(MII)/embryo with the micropipette, gently place it on the TOP of the WS2. After the oocyte(MII)/embryo drops to the bottom of the WS2, repeat this process one more time.</li> <li>Transfer the oocyte(MII)/embryo to a culture dish containing the appropriate culture medium. Incubate the oocyte(MII)/embryo in a 37°C incubator to complete recovery.</li> </ol> <p><b>Caution 1:</b> It is recommended to incubate oocytes(MII) and embryos for 2 hours.</p> <p><b>Caution 2:</b> Wash the embryo and incubate embryo for recovery in appropriate media to avoid WS2 to be transferred in patient body.</p> <p><b>Quality control specification</b></p> <p>The following tests were performed for each lot of this product:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sterility by the current USP Sterility Test &lt;71&gt; (Solutions)</li> <li>Endotoxin by LAL methodology</li> <li>Mouse Embryo Assay (OneCell)</li> <li>pH (Ph.Eur., USP)</li> <li>Osmolality (Ph.Eur., USP)</li> </ul> <p><b>Storage instructions and stability</b></p> <p>Solutions: Store the vials at 2 to 8 °C This product is stable until the expiry date shown in the labeling on the vial.</p> <p><b>Composition</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HEPES within Basic Culture Medium</li> <li>Trehalose</li> <li>Hydroxypropyl Cellulose</li> </ul> <p><b>Contraindication</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Do not re-sterilize</li> <li>Do not re-use</li> <li>Do not use solution that shows cloudiness or has turned yellow.</li> <li>Do not use the product if you notice anything unusual regarding the specifications on the label (number, color, name, volume).</li> </ul> <p>Sterile if the package or container is unopened or undamaged. Do not use if the package or container are opened or damaged.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upon delivery media must be stored in original unopened container and refrigerated at 2-8 °C.</li> <li>Do not use and please discard if the media were not stored under refrigeration (2 to 8 °C).</li> <li>Do not use the product if past the expiration date.</li> </ul> <p><b>Warning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Read the instructions for use prior to use.</li> <li>This product is intended to be used by medical specialists trained in fertility treatment.</li> <li>Aseptic technique should be used.</li> <li>Use sterilized equipment and materials only.</li> <li>Decontaminate the workroom for aseptic procedures.</li> <li>Follow procedures in an controlled environmental room.</li> <li>Observe all federal, state and local environmental regulations when discarding the product.</li> <li>Wear sterilized gloves, hat, white coat to prevent contamination</li> <li>Use timer during operation. Prepare another timer for backup in case the battery runs out.</li> <li>In case of eye or skin contact with Vitrification/Thawing media, immediately flush eyes/skin with water.</li> <li>Operation must be conducted by two people and perform a double check.</li> <li>Request a qualified waste disposal contractor to dispose the products as residual and non-reusable solutions.</li> <li>Dispose the contaminated containers and packages in the same way as the containers with the product inside.</li> <li>The user shall be responsible for any problems caused by non-conformity to the present IFU.</li> </ul>	<p><b>IT: USO</b> Questo prodotto viene utilizzato per lo scongelamento di ovociti (MII) e embrioni.</p> <p><b>Terreni di Scongelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N. 1 (Codice colore: Rosso) Soluzione di Scongelo (TS): 2 fiale da 4.0 ml</li> <li>N. 2 (Codice colore: Giallo) Soluzione Diluente (DS): 1 fiale da 4.0 ml</li> <li>N. 3 (Codice colore: Bianco) Soluzione di Lavaggio (WS): 1 fiale da 4.0 ml</li> </ul> <p><b>Attenzione:</b> Prima dell'uso, controllare le specifiche del contenitore e l'etichettatura (numero contrassegnato sulla parte superiore del tappo, colore del tappo, colore etichetta fiale, nome soluzione e volume). In caso di anomalie riguardo le parti menzionate sopra, non utilizzare il prodotto e contattare il fornitore</p> <p><b>Accessori raccomandati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PetriDish: 35 mm per TS</li> <li>ReproPlate: piastre con 6 pozzi</li> </ul> <p><b>Attenzione:</b> Questo prodotto è sterilizzato. Maneggiare il prodotto in un ambiente sterile su banco da laboratorio</p> <p><b>Istruzioni per l'uso (IFU)</b></p> <p><b>Preparazione</b></p> <p>Riscaldare la fiala di TS, senza rimuovere il tappo e una Piastra di Petri in un'incubatrice a 37°C. Versare l'intero contenuto della TS sulla Piastra di Petri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Servendosi di una micropipetta, trasferire, sotto forma di goccia, 300 µl di DS, di WS1 e di WS2 sul Repro Plate.</li> </ul> <p><b>Attenzione:</b> Usare una micropipetta sterilizzata come strumento di manipolazione, con un adeguato diametro interno per ovociti o embrioni. I diametri interni raccomandati sono i seguenti: 180 µm per ovociti (MII), 180 µm per embrioni in stadio pronucleare, e 250 µm per embrioni in fase di scissione o blastocistico.</p> <p><b>Scongelo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Immergere rapidamente il vetrino del Cryotop nella TS. Lasciare agire per 1 minuto.</li> <li>Con la micropipetta, aspirare l'ovocito(MII) / embrione e trasferirlo delicatamente sul FONDO della DS. Lasciare agire per 3 minuti.</li> <li>Con la micropipetta, aspirare l'ovocito (MII) / embrione e trasferirlo delicatamente sul FONDO della WS1. Lasciare agire per 5 minuti.</li> <li>Con la micropipetta, aspirare l'ovocito (MII) / embrioni e trasferirlo delicatamente nella PARTE SUPERIORE della WS2. Dopo che l'ovocito (embrione) è stato posizionato sul FONDO della WS2, ripetere il processo ancora una volta.</li> <li>Spostare l'ovocito (MII) / embrione sulla piastra di cultura che deve contenere il terreno di coltura adeguato. Incubare l'ovocito (MII) / embrione in un'incubatrice a 37°C per completare il recupero.</li> </ol> <p><b>Attenzione 1:</b> Si consiglia di incubare gli ovociti (MII) e gli embrioni per 2 ore.</p> <p><b>Attenzione 2:</b> Lavare l'embrione e lasciarlo in incubazione per il recupero su un terreno appropriato per evitare che WS2 venga trasferito nel corpo del paziente.</p> <p><b>Test di controllo della qualità</b></p> <p>Ogni lotto di questo prodotto viene sottoposto ai seguenti test:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo della sterilizzazione attraverso i test di sterilità USP &lt;71&gt; (Solutions)</li> <li>Rilevamento di Endotossine mediante LAL test</li> <li>Analisi su embrione di topo (Una cellula)</li> <li>pH (Ph.Eur., USP)</li> <li>Osmolalità (Ph.Eur., USP)</li> </ul> <p><b>Istruzioni per lo stoccaggio e la stabilità</b></p> <p>Soluzioni: Conservare le fiale a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C Questo prodotto è integro fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta della fiale.</p> <p><b>Composizione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HEPES in terreno di coltura basico</li> <li>Trehaloso</li> <li>Idrossipropilcellulosa</li> </ul> <p><b>Controindicazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non ristilizzare</li> <li>Non riutilizzare</li> <li>Non utilizzare soluzioni che si presentino torbide o di colore giallastro.</li> <li>Non utilizzare il prodotto in caso di anomalie che riguardano le specifiche sull'etichetta, (numero, colore, nome, volume)</li> <li>Sterilizzare se la confezione o il contenitore risultano aperti o danneggiati.</li> <li>Al momento della consegna i prodotti devono essere conservati nel contenitore originale sigillato e refrigerati ad una temperatura compresa tra 2 e 8 °C.</li> <li>Non utilizzare e gettare se i terreni non sono conservati in refrigerazione (tra 2 e 8 °C).</li> <li>Non usare il prodotto superata la data di scadenza.</li> </ul> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prima dell'uso leggere le istruzioni.</li> <li>Questo prodotto è stato realizzato per essere utilizzato da personale medico con adeguate conoscenze in trattamenti per la fertilità.</li> <li>Utilizzare tecniche asettiche.</li> <li>Utilizzare solo apparecchiature e materiali sterilizzati.</li> <li>Decontaminare l'area di lavoro per procedure asettiche</li> <li>Operare in ambienti con condizioni ambientali controllate.</li> <li>Rispettare tutte le normative ambientali federali, statali e locali per lo smaltimento del prodotto.</li> <li>Indossare guanti, cuffia e camicie per evitare la contaminazione</li> <li>Utilizzare un timer durante l'operazione. Preparare un altro timer per il backup in caso di esaurimento della batteria</li> <li>Sciappare immediatamente gli occhi o la pelle con acqua in caso di contatto con la Vitrificazione/Terreno di Scongelo</li> <li>L'operazione deve essere effettuata da due persone e deve essere realizzato un doppio controllo.</li> <li>Smaltire i prodotti come le soluzioni residue e non riutilizzabili con un'azienda per lo smaltimento dei rifiuti.</li> <li>Smaltire i contenitori e le confezioni come indicato per i contenitori del prodotto interno.</li> <li>L'utente sarà responsabile di eventuali problemi causati dalla non conformità al presente IFU</li> </ul>	<p><b>FR: Usage prévu</b> Ce produit permet de réchauffer des ovocytes (MII) et des embryons vitrifiés.</p> <p><b>Milieux de réchauffement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No 1 (Code couleur: rouge) Solution de décongélation (TS): 2 fioles de 4.0 ml</li> <li>No 2 (Code couleur: jaune) Solution de dilution (DS): 1 fiole de 4.0 ml</li> <li>No 3 (Code couleur: blanc) Solution de lavage (WS): 1 fiole de 4.0 ml</li> </ul> <p><b>⚠️Avertissement:</b> Avant utilisation, vérifiez bien les caractéristiques du récipient et de l'étiquette (numéro figurant sur le bouchon, couleur du bouchon, couleur de l'étiquette de la fiole, nom de la solution et quantité). Si vous constatez quelque chose de inhabituel parmi les éléments susmentionnés, veuillez ne pas utiliser le produit et contacter le distributeur.</p> <p><b>Matériel requis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boîte de Pétri: 35 mm pour la TS</li> <li>Plaque de culture: 6 puits</li> </ul> <p><b>⚠️Avertissement:</b> Ce produit est stérilisé. Veuillez le manipuler dans un environnement stérile, sur une paillasse propre.</p> <p><b>Consignes d'utilisation</b></p> <p><b>Préparation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chauffer le flacon de TS avec un bouchon et une boîte de Pétri dans un incubateur à 37°C. Verser le totalité du contenu de la TS dans la boîte de Pétri.</li> <li>A l'aide d'une micropipette, déposer 300 µl de DS, de WS1 et de WS2 chacune sur la plaque de culture.</li> </ul> <p><b>⚠️Avertissement:</b> Utilisez une micropipette stérilisée pour la manipulation, avec un diamètre interne adapté aux ovocytes et aux embryons. Les diamètres internes recommandés sont les suivants: 180 µm pour les ovocytes (MII), 180 µm pour les embryons au stade pronucleaire et 250 µm pour les embryons au stade du clivage ou du blastocyste.</p> <p><b>Réchauffement</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Immerger rapidement et entièrement la lame du Cryotop dans la TS et laisser reposer pendant 1 minute.</li> <li>Aspirer l'ovocyte (MII) / embryon à l'aide de la micropipette et poser le délicatement AU FONDS de la TS. Laisser reposer pendant 3 minutes.</li> <li>Aspirer l'ovocyte (MII) / embryon à l'aide de la micropipette et poser le délicatement AU FONDS de la WS1. Laisser reposer pendant 5 minutes.</li> <li>Aspirer l'ovocyte (MII) / embryon à l'aide de la micropipette et poser le délicatement sur la SURFACE de la WS2. Après que l'ovocyte (MII) / embryon soit tombé au fond de la WS2, répéter cette opération une deuxième fois.</li> <li>Transférer l'ovocyte (MII) / embryon dans une boîte de Pétri contenant le milieu de culture approprié. Incuber l'ovocyte (MII) / embryon dans un incubateur à 37°C jusqu'à récupération complète.</li> </ol> <p><b>Avertissement 1:</b> Il est recommandé d'incuber les ovocytes (MII) et les embryons pendant 2 heures.</p> <p><b>Avertissement 2:</b> Nettoyer et incubé l'embryon au le milieu adéquat jusqu'à sa complète récupération afin d'éviter que la WS2 n'entre en contact avec le corps du patient.</p> <p><b>Tests de contrôle qualité</b></p> <p>Les tests suivants ont été réalisés sur chaque lot de ce produit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Test de stérilité de la pharmacopée américaine USP &lt;71&gt; (Solutions)</li> <li>Endotoxines: méthode LAL</li> <li>Tests sur embryons de souris (une cellule)</li> <li>pH (Ph.Eur., USP)</li> <li>Osmolarité (Ph.Eur., USP)</li> </ul> <p><b>Conditions de conservation et stabilité</b></p> <p>Solutions: Stocker les fioles entre 2 et 8 °C Ce produit est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette.</p> <p><b>Composition</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HEPES dans un milieu de culture de base</li> <li>Trehalose</li> <li>Hydroxypropyl cellulose</li> </ul> <p><b>Contre-indications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas restériliser.</li> <li>Ne pas réutiliser.</li> <li>Ne pas utiliser une solution trouble ou ayant viré au jaune.</li> <li>Ne pas utiliser le produit si vous constatez quelque chose de inhabituel dans les caractéristiques de l'étiquette (nombre, couleur, nom, quantité).</li> <li>Si l'emballage ou le récipient n'est pas ouvert ni endommagé, ce produit est stérile. Ne pas utiliser si l'emballage ou le récipient est ouvert ou endommagé.</li> <li>Après livraison, les milieux doivent être conservés dans leur récipient original non ouvert et réfrigérés entre 2 et 8 °C.</li> <li>Ne pas utiliser et jeter si les milieux ne sont pas conservés sous réfrigération (de 2 à 8 °C).</li> <li>Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.</li> </ul> <p><b>Avvertissements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lire les instructions avant utilisation.</li> <li>Ce produit est destiné à être utilisé par un personnel médical spécialisé dans le traitement de la fertilité.</li> <li>Ne pas technique aseptique doit être utilisée.</li> <li>Utiliser uniquement des instruments et des matériels stérilisés.</li> <li>Decontaminer la salle de travail pour les procédures aseptiques.</li> <li>Réaliser les procédures dans une pièce à l'atmosphère contrôlée.</li> <li>Résister toutes les réglementations environnementales locales, fédérales ou nationales lorsque vous vous débarrassez du produit.</li> <li>Porter des gants, une charlotte et une blouse blanche stérilisées pour éviter la contamination.</li> <li>Utiliser un minuteur durant l'opération. Préparer un autre minuteur au cas où la batterie du premier se décharge.</li> <li>En cas de contact direct avec les milieux de vitrification / réchauffement, rincer immédiatement les yeux / la peau à l'eau claire.</li> <li>La manipulation doit être effectuée par deux personnes qui effectueront par la suite un double contrôle.</li> <li>Faire appel à une société de collecte de déchets qualifiée pour se débarrasser des produits ainsi que des solutions résiduelles non réutilisables.</li> <li>Jeter les récipients et les emballages contaminés conformément aux instructions données pour les récipients contenant le produit.</li> <li>L'utilisateur sera tenu responsable de tout incident pouvant découler d'un manquement aux présentes consignes d'utilisation.</li> </ul> <p><b>DE: Anwendungszweck</b> Dieses Produkt ist für das Auftauen von Eizellen (MII) bzw. Embryonen bestimmt.</p> <p><b>Auftaumedium</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. 1 (Farbcodierung: rot) Auftausalösung (TS): 2 Ampullen x4.0 ml</li> <li>Nr. 2 (Farbcodierung: gelb) Verdünnungslösung (DS): 1 Ampulle x4.0 ml</li> <li>Nr. 3 (Farbcodierung: weiß) Waschlösung (WS): 1 Ampulle x4.0 ml</li> </ul> <p><b>⚠️Achtung:</b> Vor der Benutzung überprüfen Sie bitte die Angaben auf dem Behälter und dem Etikett (Nummer auf dem Verschluss, Farbe des Verschlusses, Farbe des Ampullenetiketts, Bezeichnung der Lösung und Volumen). Verwenden Sie das Produkt nicht, falls Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches in Bezug auf diese Punkte auffällt, und wenden Sie sich an den Vertreter.</p> <p><b>Empfohlene Instrumente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Petrischale: 35 mm für die TS</li> <li>ReproPlatte mit 6 Vertiefungen</li> </ul> <p><b>⚠️Achtung:</b> Dieses Produkt ist steril. Handhaben Sie das Produkt in einem sterilen Umfeld auf einem sauberen Labortisch.</p> <p><b>Gebrauchsanweisung</b></p> <p><b>Vorbereitung</b></p> <p>Erwärmen Sie die verschlossene Ampulle und die Petrischale in einem Inkubator bei 37°C. Füllen Sie den gesamten Inhalt der TS-Ampulle in die Petrischale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tropfen Sie mit einer Mikropipette je 300 µl der DS, WS1 und WS2 auf die Repro-Platte.</li> </ul> <p><b>⚠️Achtung:</b> Verwenden Sie als Arbeitsinstrument eine sterile Mikropipette mit einem geeigneten Innendurchmesser für Eizellen oder Embryonen. Wir empfehlen folgenden Innendurchmesser: 120 µm für Eizellen (MII), 120 µm für Embryonen im Keimstadium, 150 bis 180 µm im Zellteilungsstadium und 180 bis 250 µm für Embryonen im Blastozysten-Stadium.</p> <p><b>Auftaufverfahren</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tauchen Sie den Cryotop-Streifen zügig in die TS, und lassen Sie ihn eine Minute in der Lösung.</li> <li>Saugen Sie die Eizelle (MII) bzw. den Embryo / mit einer Mikropipette an, und platzieren Sie sie/ihn vorsichtig auf dem Boden der DS. Lassen Sie die Eizelle bzw. den Embryo drei Minuten lang in der Lösung.</li> <li>Saugen Sie die Eizelle (MII) bzw. den Embryo / mit einer Mikropipette an, und platzieren Sie sie/ihn vorsichtig auf der Oberfläche der WS2, u. nachdem die Eizelle (MII) bzw. der Embryo auf den Boden der WS2 gesunken ist, wiederholen Sie diesen Prozess noch einmal.</li> <li>Saugen Sie die Eizelle (MII) bzw. den Embryo auf eine Kulturschale mit einem geeigneten Kulturmedium, und inkubieren Sie diese bei 37°C, um den Auftauprozess abzuschließen.</li> </ol> <p><b>Achtung 1:</b> Es wird empfohlen, die Eizellen (MII) bzw. Embryonen zwei Stunden lang zu inkubieren.</p> <p><b>Achtung 2:</b> Spülen Sie den Embryo und inkubieren Sie ihn zur Wiederherstellung in einem geeigneten Medium, um die Übertragung von WS2 in die Patientin zu vermeiden.</p> <p><b>Qualitätskontrolle</b></p> <p>Folgende Tests wurden für jede Charge dieses Produkts durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sterilität durch die gängigen USP &lt;71&gt; Sterilitätstests (Lösungen)</li> <li>Messung der Endotoxine durch den LAL-Test</li> <li>Maus-Bioassay (MBA) – Einzeller</li> <li>pH (Ph.Eur., USP)</li> <li>Osmolarität</li> </ul> <p><b>Lagerungshinweise und Stabilität</b></p> <p>Lösungen: Bewahren Sie die Ampullen gekühlt bei 2 bis 8 °C auf. Dieses Produkt ist bis zum Verfallsdatum, das auf dem Etikett der Ampulle angegeben ist, stabil.</p> <p><b>Zusammensetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HEPES in einem Basis-Kulturmedium</li> <li>Trehalose</li> <li>Hydroxypropylcellulose</li> </ul> <p><b>Kontraindikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht erneut sterilisieren.</li> <li>Nicht wiederverwenden</li> <li>Die Lösung nicht verwenden, wenn sie trüb ist oder eine gelbe Farbe aufweist.</li> <li>Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches bezüglich der Angaben auf dem Etikett (Nummer, Farbe, Bezeichnung, Volumen) auffällt.</li> <li>Steril, sofern die Verpackung oder der Behälter nicht beschädigt oder geöffnet worden sind. Bitte nicht verwenden, wenn die Verpackung oder der Behälter beschädigt sind.</li> <li>Das Auftaumedium muss in ungeöffneten Originalbehälter empfangen und gekühlt bei 2 bis 8 °C aufbewahrt werden.</li> <li>Bitte nicht verwenden, und entsorgen, wenn das Medium nicht gekühlt aufbewahrt worden ist (2 bis 8 °C).</li> <li>Bitte nicht verwenden, wenn das Produkt abgelaufen ist.</li> </ul> <p><b>Achtung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lesen Sie bitte vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung.</li> <li>Dieses Produkt ist nur für die Anwendung durch medizinische Fachkräfte gedacht, die auf Fruchtbarkeitsbehandlungen spezialisiert sind.</li> <li>Stets aseptische Arbeitsverfahren beachten.</li> <li>Verwenden Sie nur sterile Geräte</li> <li>und sterilisiertes Material.</li> <li>Dekontaminieren Sie den Arbeitsplatz, um aseptische Verfahren zu garantieren.</li> <li>Führen Sie das Verfahren in einem Raum mit kontrollierten Bedingungen durch.</li> <li>Beachten Sie bei Entsorgung des Produkts alle Umweltauflagen des Staates, der Länder und die lokalen Regelungen.</li> <li>Benutzen Sie sterile Handschuhe, einen Laborkittel und eine Kopfbedeckung, um eine Kontamination zu vermeiden.</li> <li>Verwenden Sie eine Zeitschulter während des Verfahrens. Halten Sie zur Sicherheit eine weitere Uhr bereit, falls die Batterie versagt.</li> <li>Bei Augen- oder Hautkontakt mit dem Vitrifikations- oder Auftaumedium, spülen Sie Augen und Haut sofort mit klarem Wasser aus.</li> <li>Das Verfahren muss von zwei Fachkräften unter erneuter Überprüfung durchgeführt werden</li> <li>Befragungen Sie ein qualifiziertes Unternehmen für die Abfallbeseitigung, um die Produkte als Restabfall und nicht wiederverwendbare Lösungen zu entsorgen.</li> <li>Entsorgen Sie die kontaminierten Behälter und Verpackungen auf die gleiche Art und Weise, wie es für die Behälter, die das Produkt enthalten, beschrieben wird.</li> <li>Der Benutzer ist verantwortlich für jegliche Probleme, die durch Nichteinhaltung dieser Gebrauchsanweisungen entstehen.</li> </ul>
---	---	---



